

滅菌後の乾燥ができる 加熱乾燥付オートクレーブ セミオート型オートクレーブ

HA-300MD



滅菌・乾燥時間をセットするだけの簡単操作。 幅広い分野でご利用できる多用途普及タイプ。

主な特長

■多用途・普及タイプ

ピペットなどの硝子器具類や布類など、滅菌後に乾燥が できる強制缶体加熱乾燥機能付。幅広い分野でご利用で きる 多用途普及タイプです。

■簡単操作のスライドオープン

スライドオープンフタ機構の採用で、簡単に締め付けが でき、しかも安全かつ確実に行えます。

■小さなボディで大容量

幅 44cm、奥行き 52cm のボディサイズで、丸カストが 3ヶ収納できる大容量。(丸カストはオプション)

■マイコン制御で簡単操作

簡単な操作で滅菌・乾燥時間をセットできるセミオート タイプ。4種類のモードを搭載し設定変更もワンタッチ でおこなえます。

■メンテナンスも簡単

いつまでも清潔なステンレス缶体。しかも圧力排湯バル ブ付で配管詰まりを防止。移動も簡単なキャスター付で 保守用の裏面ドア付で、メンテナンスも容易です。

■万一のトラブルにも

万一のトラブルも、発生内容がひと目でわかる自己診断 機能を搭載。



システムアップのオプション機器(後付不可)※

レコーダー ¥500,000 (校正費用別) 6打点 (6点/10秒)、チャート幅 100 mm、センサー 1 本付 ハイブリッドレコーダー* ¥550,000 (校正費用別) 8打点 (8点/5秒)、チャート幅 100 mm、センサー1本付

※ 滅菌器ご注文と同時対応のみ、後付け対応はできません ※1 ハイブリッドレコーダーは、ご利用機器本体に取付した状態のみ、ご使用できます。レコーダーのみ、外置きの状態ではご利用できません。 取付未対応の製品もございますので、お問い合わせください。

規格•什様

	セミオート型オートクレーブ
型式	HA-300MD
医療 / 理化学機器 分類	LB
缶体内寸法	φ300 × D670 mm
有効容量	47 l
選択モード	モード1:準備→加熱→滅菌→手動排湯→乾燥→完了 モード2:準備→加熱→滅菌→排気→完了 モード3:準備→加熱→滅菌→自然冷却→完了 モード4:追加乾燥
滅菌温度設定範囲	105~123℃ 可変式
滅菌タイマー	1 ~ 999 分・残時間表示方式
乾燥タイマー	1 ~ 120 分・残時間表示方式
最高使用圧力	0.157MPa
温度計	デジタル表示 5 ~ 127℃
圧力計	アナログ表示 0 ~ 0.4MPa
乾燥方式	外加熱
安全警報装置	圧力安全弁・漏電ブレーカー・空焚防止装置 エラー表示(空焚き・温度センサー断線・過温・過冷・過圧)
外寸法	W440×D520×H1070 mm
重量(約)	70 kg
圧力容器の種類	小型圧力容器
釜体材質	ステンレス (SUS304)
電源	AC100V 20A 2.0kW
必要な電源設備	単相 AC100V(50/60Hz)20A 以上
電源接続部形状	丸端子 多量 3m
付属品	スノコ・排水ホース・保証書・取扱説明書・自主検査確認書・ 小型圧力容器明細書・アンケートハガキ
価格(税別)	¥635,000

※丸端子には、プラグが付属されておりませんのでご用意願います。

※海抜800m以上(山岳地域等の低気圧状態)及びダーラム管(6mm未満)でご使用になる場合は、仕様 変更となりますのでご検討の際はご相談ください。

オプション



ステンレス製丸型金網カゴ φ270×H200 mm ¥ 13,000 ϕ 270×H270 mm **¥ 14,000**



ステンレス製滅菌缶 φ270×H200 mm ¥ 22,000 d 270 × H270 mm ¥ 23,000



洗浄剤リスター オートクレーブ用の強力 洗剤で缶体の内部を洗浄。 (約25回分) ¥6,500



オートクレーブ用 消臭剤デオドライザー (100錠/瓶) ¥10,000



滅菌テープ・ラベル・バッグ 各種お問い合わせください。



廃棄物処理用 エスクリニカパック A 500×700 mm 200枚入 ¥ 22.000 B 620×820 mm 200枚入 ¥ 26,000

IB:理化学機器(LABO)

※表示価格は、全て税別価格になります。 ※価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります

代理店

株式会社平山製作所

http://www.hirayama-hmc.co.jp/

ISO 13485 認証取得 本社 / サービス / 工場



社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 大阪支店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 仙台事務所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688 福岡事務所 〒812-0007 福岡市博多区東比東4-5-7(ヤガミ福岡ビル) TFL 092-433-3031 FAX 092-471-6870 サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5

TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384

●サービス拠点 札幌、青森、大阪、広島