




滅菌から乾燥まで 全自動のオートクレーブ

セミオート型オートクレーブ SG330V/SG330L

管医II SG330V/SG330L    39.5ℓ / 57.2ℓ

ワンタッチ操作のフルオートタイプ。
給水には、ポリタンク内蔵式と循環式の2タイプ



使いやすさを求めた機能

高性能真空ポンプとプレヒート方式により最適な乾燥を実現
乾燥時間が選択可能

パワフルで使いやすい1回毎の給排水タイプ SG330V
(ポリタンク式)

一度に大量処理ができる循環式タイプ SG330L

[規格・仕様]

型 式	SG330V	SG330L
医療 / 理化機器分類		
缶体寸法 (φ × D mm)	316 × 460	316 × 700
有効容量	39.5ℓ	57.2ℓ
選択コース	3 コース	
滅菌温度範囲	121℃ (20分) / 132℃ (5分)	
乾燥タイマー	50/40/30/0分 選択式	
最高使用圧力	0.21MPa	
外寸法 (W × D × H mm)	593 × 780 × 1290	593 × 1050 × 1300
重 量 (約)	128 kg	166 kg
電 源	AC100V 1.95kW (19.5A)	AC100V 3.0kW (30A)
電源接続部形状	アース付  3m	
付属品	給水タンク・排水タンク・注水タンク・2段スノコ板・スノコ・排水警告センサー (SG330Vのみ)・保管庫用棚板 (SG330Lのみ)	
医療機器承認番号*1	21900BZX00241000	21900BZX00244000
価 格 (税別)	¥1,200,000	¥1,730,000



SG330V



SG330V ポリタンク内蔵式
給水タンク / 排水タンク内蔵で、
使用した水は1回毎に排水。



SG330L 循環式
内蔵タンクに水を貯めて
使用する循環式。

*1 医療機器の種別：管理医療機器（クラスII）、特定保守管理医療機器

*外寸法のD寸法にはハンドル部 82mm は含まれておりません。

■オプション：タンクキャリア (SG330Vのみ)、収納カゴ、角カスト、丸カストなど

 医療機器

代理店

※表示価格は、全て税別価格になります。 ※価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

株式会社 平山製作所

<http://www.hirayama-hmc.co.jp/>

ISO 13485 認証取得
本社 / サービス / 工場



本 社	〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5	TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
大 阪 支 店	〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1	TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
仙台事務所	〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101	TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
福岡事務所	〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル)	TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
サービスセンター	〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5	TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384

●サービス拠点 札幌、青森、大阪、広島

F20.09.50.HIR