

大型乾熱恒温器

SW-II series

LB SW-100GII/120GII/150GII

庫内容量
800ℓ/1296ℓ
2250ℓ

ワンタッチ運転操作

通常の操作はスタートキーを押すだけの簡単操作。100 時間タイマーを搭載し、連続運転に切り替えも可能です。

スライド・シャッター機構で温度を均一化

内槽には熱風を制御するスライド・シャッター機構を備えました。大型で強力なシロッコファンと排気ダンパーとの働きで、均一で精度の高い温度状況をつくります。

トラブル時にも安心な各種安全装置

主温度調節器と別に独立した過昇防止装置、センサー断線警報装置、サーマルリレー、過電流または漏電ブレーカーなどを備えています。

最大容量 2,250 ℓ、大量処理に最適

800 ~ 2,250 ℓの大容量3タイプをご用意。作業効率に合わせて容量が選べます。

熱風循環式の大型乾熱恒温器


最大容量 2,250 ℓ、大量処理に最適

独自の機構で精度の高い温度分布が得られ、容量 800 ℓ / 1,296 ℓ / 2,250 ℓ の3タイプから選べます。



SW-150GII
(記録計はオプション)

[規格・仕様]

型 式	SW-100GII	SW-120GII	SW-150GII
医療 / 理化機器分類		LB	
内寸法 (W × D × H mm)	1000 × 800 × 1000	1200 × 900 × 1200	1500 × 1000 × 1500
庫内容量	800ℓ	1296ℓ	2250ℓ
棚板数	3 枚 (30kg/ 枚)		中間柱付、左右各4枚 (30kg/ 枚)
使用温度範囲	50 ~ 200℃		
温度分布精度	± 1.5℃ (at100℃)、± 2.5℃ (at150℃) 無負荷時		
制御方式	PID 制御方式		
対流方式	送風循環方式		
外寸法 (W × D × H mm)	1690 × 1018 × 1785	1890 × 1117 × 1592	2270 × 1238 × 1892
重 量 (約)	300kg	420kg	550kg
電 源	3 相 AC200V 6.4kW	3 相 AC200V 8.4kW	3 相 AC200V 11kW
電源接続部形状	アース付  5m		
価 格 (税別)	¥1,592,000	¥1,908,000	¥2,640,000

LB 理化学機器(LABO)

●表示価格は、全て税別価格になります。●価格、仕様、外観などは、製品改良などによりやむを得ず変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

代理店

ISO 13485 認証取得

株式会社 平山製作所



本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
 大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
 仙 台 事 務 所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
 福 岡 事 務 所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤギニ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
 サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384
 ホームページアドレス <http://www.hirayama-hmc.co.jp/>

●サービス拠点 札幌、青森、大阪、広島

B19.03.50.HIR